

Of. Circ nº 10/2020 – DVPcD/DVSCA/CORC/DAV Curitiba, 15 de Junho de 2020.

Assunto: Recomendações importantes sobre o TESTE DO PEZINHO para os Hospitais/Maternidades, Públicos e Privados, e para as Unidades Básicas de Saúde, inseridos no Programa Estadual de Triagem Neonatal do Paraná – PETN/PR.

Senhores Diretores,

O teste do pezinho implantado pela Portaria nº 822/2001 do Ministério de Saúde determina a gratuidade e obrigatoriedade do exame a todos os recém-nascidos. O exame faz parte do Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) e é de grande importância, pois visa diagnosticar **precocemente** doenças metabólicas e genéticas que podem causar problemas de saúde, porém se **diagnosticadas e tratadas nos primeiros dias de vida** do bebê, possibilitam seu desenvolvimento normal.

TEMPO IDEAL DE COLETA:


A Portaria GM/MS 822/2001 e o Manual Técnico de Coleta para o Teste do Pezinho (FEPE, 2013) preconizam que a coleta do sangue seja realizada entre o **2º e 5º dia de vida do bebê (sempre no momento da alta hospitalar, mesmo se a alta ocorrer antes das 48h do nascimento)**, para garantir 100% de cobertura dessas crianças e detecção precoce de doenças causadoras de deficiência, pois quanto mais cedo as doenças forem identificadas e tratadas, maior a possibilidade de evitar sequelas, complicações e até o óbito infantil.

A Secretaria de Estado do Paraná com o objetivo de atender as disposições legais e apoiar os gestores e profissionais de saúde, na atenção integral à saúde da criança, vem por meio desta subsidiá-los na realização oportuna do Teste do Pezinho. Com isso, reitera-se a importância do alinhamento do fluxograma (figura 1) com os estabelecimentos de saúde.

Aos
Hospitais/Maternidades Públicos e Privados,
Unidades Básicas de Saúde
Municípios do Estado do Paraná

DVPcD/DVSCA/CORC/DAV

Figura 1: Fluxograma momento ideal para a coleta do teste do pezinho



*Casos Excepcionais consulte o Manual Técnico de coleta para o Teste do Pezinho/FEPE, 2013. Fonte: FEPE, 2013.

ENVIO DO TESTE DO PEZINHO EM TODOS OS DIAS ÚTEIS:

As amostras coletadas para o Teste do Pezinho, depois de secar por 2 a 3 horas, devem ser encaminhadas **diariamente** por meio das Agências de Correios, nos envelopes de Porte Pago à FEPE, a fim de que não haja atraso no diagnóstico das enfermidades.


DVPcD/DVSCA/CORC/DAV

CUIDADOS COM A AMOSTRA E PREENCHIMENTO DA FICHA DE COLETA:

A porção de papel-filtro não deve ser destacada da ficha de coleta pois isso faz parte do controle de qualidade do laboratório da FEPE. O profissional que faz a coleta deve conferir atentamente o nome da mãe se está preenchido corretamente pois este irá compor o laudo.

Atenciosamente,


Aline Jarschel de Oliveira
Chefe Divisão da Pessoa com deficiência - DVPcD


Jéssica Luiz Dinardi
Chefe Divisão de Saúde da Criança e Adolescente – DVSCA


Carmen Cristina Moura dos Santos
Coord. de Organização de Rede em Cuidados da Saúde


Maria Goretti David Lopes
Diretora de Atenção e Vigilância em Saúde